



Changez la **peau de torse pour votre mannequin BRAYDEN Junior** au meilleur tarif !

A partir de votre **mannequin junior**, vous pourrez changer quand vous le souhaitez les différentes parties (peau de visage et peau de torse) pour passer d'un modèle à l'autre.

Dans notre catalogue vous trouverez aussi :

- les **peaux de visage**.
- les **voies respiratoires**.

Sur votre peau de torse, vous pourrez utiliser les **électrodes de votre défibrillateur de formation**.

Le nettoyage de ce torse est facile grâce à l'utilisation de **lingettes désinfectantes**.

### **Pour nettoyer la peau du torse d'un mannequin de secourisme :**

- Préparez une solution de nettoyage avec de l'eau tiède et du savon.
- Humidifiez un chiffon propre avec cette solution.
- Nettoyez doucement la peau du torse du mannequin.
- Rincez abondamment avec de l'eau claire.
- Séchez soigneusement avec un chiffon sec.
- Désinfectez si nécessaire avec un désinfectant doux.
- Stockez dans un endroit propre et sec.

Ces étapes garantissent un nettoyage efficace et hygiénique, essentiel pour maintenir la qualité du mannequin de secourisme.